

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



**Beschreibung**

**Werkstoff:**

Teller Thermoplast glasfaserverstärkt.  
Anti-Slip-Platte thermoplastisches Elastomer.

**Ausführung:**

schwarz.

**Bestellhinweis:**

Soll der Gelenkfußteller und die Gewindespindel bzw. der Kugelkopf montiert geliefert werden, bitte die Bestellnummer des Tellers und der Spindel bzw. des Kugelkopfes mit dem Zusatz "montiert" angeben.(z.B. 27800-1030 und 27810-060151 montiert.)

**Hinweis:**

Gelenkfüße werden aus einem Teller und einer Gewindespindel bzw. einem Kugelkopf zusammengestellt. Jeder Teller kann mit jeder Gewindespindel bzw. mit jedem Kugelkopf kombiniert werden.


Die Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Gelenkfußes.

Passende Gewindespindeln siehe 27810.

Passende Kugelköpfe siehe 27811.

Zeichnungen

Form D  
mit Anschraubbohrung (geschlossen)  
mit Anti-Slip-Platte



Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	D	A	Belastbarkeit max. kN
27800-4080	Form D	80	55	9
27800-4100	Form D	100	74	9
27800-4120	Form D	120	94	9