

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

- Arretierstift gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4034.
- Arretierstift nicht gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4305.

Pilzgriff 1.4305, elektrolytisch poliert.

Ausführung:

blank, Arretierstift geschliffen.

Hinweis:


Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form C bzw. Form D zu verwenden.

Auf Anfrage:

Sonderausführungen.

Zeichnungen

Form D
mit Rastnut
mit Kontermutter



Artikelübersicht

Bestellnummer Arretierstift gehärtet	Bestellnummer Arretierstift nicht gehärtet	Form	D	D1	D2	L1	L2	L3	H	L4	SW1	SW2	F x 30°	Federkraft Anfang F1 ca. N	Federkraft Ende F2 ca. N
K0632.004903	K0632.114903	D	3	M6x0,75	14	12	5	10	3,5	31,5	8	10	0,8	4,5	10
K0632.004004	K0632.114004	D	4	M8x1	18	15	6	13	4	38,5	10	13	1	6	12
K0632.004105	K0632.114105	D	5	M10x1	21	17	7	15	5	43,5	13	17	1,3	5	12
K0632.004206	K0632.114206	D	6	M12x1,5	25	20	8	17	6	51,7	14	19	1,8	6	14
K0632.004308	K0632.114308	D	8	M16x1,5	33	26	10	23	8	68	19	24	2,3	15	35
K0632.004410	K0632.114410	D	10	M20x1,5	33	28	12	25	10	74	22	30	2,8	15	34
K0632.004412	K0632.114412	D	12	M20x1,5	33	28	14	25	12	78	22	30	2,8	15	39
K0632.004516	K0632.114516	D	16	M24x2	40	32	18	28	16	96	27	36	3,2	20	46