



Laschen-Gelenkset  
GN 511.1, Form S



Gelenk-Klemmhalter mit  
Laschen-Klemmhalter  
GN 482

Laschen-Gelenkset  
GN 511.1, Form K



k	b	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub> für Schraube	d <sub>3</sub> Gelenk- bohrung	d <sub>4</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	m	Laschen-Gelenkset für d <sub>3</sub> Form K 	Laschen-Gelenkset für d <sub>3</sub> Form S 
16	29	31,5	M 4	4,5	7,5	25	17	7	3	8	22	GN 511.1-M4-16-K	GN 511.1-M4-16-S
20	35	38	M 5	5,5	9	30	20	8	2,5	10	27	GN 511.1-M5-20-K	GN 511.1-M5-20-S
25	41	45	M 6	6,5	10,5	37	24,5	10	4	12,5	32	GN 511.1-M6-25-K	GN 511.1-M6-25-S
30	44	50	M 6	6,5	10,5	44,5	29,5	12,5	6,5	15	36	GN 511.1-M6-30-K	GN 511.1-M6-30-S

## Ausführung

- Aluminium
  - matt, gleitgeschliffen **MT**
  - eloxiert schwarz **ELS**
- Edelstahl-Eigenschaften → Seite 1883
- RoHS

## Zubehör

- Laschen-Gelenksets GN 511.1 → Seite 1575



## Hinweis

Fußlaschen-Klemmhalter GN 485 lassen sich mit Laschen-Klemmhalter GN 482, T-Laschen-Klemmhalter GN 483 sowie mit Anbau-Laschen-Klemmhalter GN 484 mit gleichen k-Maßen zu Gelenk-Klemmhaltern kombinieren. Dazu stehen Laschengelenksets GN 511.1 mit Schraube (Form S) und verstellbarem Klemmhebel (Form K) zur Verfügung (Bestellbezeichnung siehe Maßtabelle).

Der Bohrungsabstand m der Fußlaschen-Klemmhalter GN 485 ist auf Fuß-Klemmhalter GN 473, Klemmhalter GN 477, Flanschbolzen GN 480 sowie auf Haltemagnete GN 51.6 abgestimmt.

siehe auch...

- Klemmhalter GN 477 → Seite 1559
- Flanschbolzen GN 480 → Seite 1570
- Haltestangen / Halterohre GN 480.1 → Seite 1601
- Fuß-Klemmhalter GN 175 (Kunststoff) → Seite 1577

Bestellbeispiel

**GN 485-16-MT**

1	k
2	Oberfläche